

## OSSTELL ISQ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Η συσκευή μέτρησης εμφυτευματικής σταθερότητας OSSTELL ISQ διευκολύνει τους οδοντιάτρους να αποφασίσουν πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος να φορτίσουν τα εμφυτεύματα. Χρησιμοποιώντας την τεχνική RFA (Reasonance Frequency Analysis), η συχνότητα που μεταδίδεται στο σώμα του εμφυτεύματος μετατρέπεται σε μία κλίμακα ISQ 1-100, η οποία αναγράφεται στην οθόνη.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site:  
[www.osstell.com](http://www.osstell.com)  
[www.isq-dentalimplants.com](http://www.isq-dentalimplants.com)